

АНТИКУСЬ

МЕТОДИКА РАБОТЫ



ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ



РАЗРЕШЕНО:

Дезинфекция спиртом,
перекисью водорода



ЗАПРЕЩЕНО:

Автоклавирование,
Растворители

ВАЖНО:

Фиксатор является расходным материалом.
При интенсивном использовании рекомендуется
замена через 1 месяц эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Масса животного	Материал
205 Малый	до 24 г	PETG
207 Средний	24-28 г	PETG
307 Большой	28-32 г	PETG